

wellion® THERMOMETER

INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR K UŽITÍ NA ČELE A V UCHU
INFRAČERVENÝ ČELOVÝ A UŠNÝ TEPLOMER



BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ
BEZKONTAKTNÉ MERANIE




DOBA MĚŘENÍ 1 SEKUNDA
DĚLKA MERANIA: 1 SEKUNDA




ROZPĚTÍ TEPLOT PŘI MĚŘENÍ: 34,0 - 43,0 °C
ROZSAH MERANIA: 34,0 °C - 43,0 °C



2 BATERIE AAA
2X AAA BATÉRIA



Teplota na čele
Teplota na čele



Teplota v uchu
Teplota v uchu

	Obsah / Content	Číslo zboží / Art. No.
Wellion Infračervený teploměr k užití na čele a v uchu Wellion INFRAČERVENÝ ČELOVÝ A UŠNÝ TEPLOMER	1 ks / 1ct	WELL15-03


wellion® SAFETYLANCETS

Pro snadný a pohodlný odběr krevního vzorku

- Sterilní bezpečná lanceta
- Prevence poranění injekční jehlou
- Odpovídá směrnici EU 2010/32 §4, článek 7 a TRBA250

Pre jednoduchý a jemný odber vzorky

- Sterilná bezpečnostná lanceta
- Predchádzanie zraneniam spôsobeným ihlou
- Splňa požiadavky smernice EÚ 2010/32 §4, čl. 7 a TRBA250



DOUBLE PROTECTION

	Obsah / Content	Číslo zboží / Art. No.
Wellion bezpečné lancety 23G Safetylancets Wellion Bezpečnostné lancety Wellion 23G	200 ks / 200 kusov	WELL223



Distributor pro ČR:
Elekta, s.r.o.
V Braňce 262 • 25217 Tachovice
Tel.: +420 277015015/ 80244555
E-Mail: praktici@elekta.cz/ elekta@elekta.cz
www.elekta.cz

Servis a distribuce: / Service and Distribution:
MED TRUST Handelsges.m.b.H.
Gewerbepark 10 • 7221 Marz, AUSTRIA
Tel.: +43 2626 64 190 • Fax: +43 2626 64 190 - 77
E-Mail: office@medtrust.at
www.medtrust.at • www.wellion.at