



Glukózové tablety



Tekutý cukr



Wellion® Gold
Tekutý cukr v tubě,
rychlá pomoc
při hypoglykémii



Wellion® Frigo
Chladicí pouzdro
Wellion® FRIGO L 19,5 x 11 cm
Wellion® FRIGO XXL 25 x 18 cm



Zvláčňující krém
na diabetickou nohu



Zvláčňující pěna
na diabetickou nohu,
dostupná i ve formě krému

1 typ testovacích proužků pro 3 glukometry



Kód VZP: 0132012



CALLA GLUKOMETRY

Bezchybnost se skloubí s designem

elekta s.r.o.
Elekta - a MED TRUST company

V případě dotazů kontaktujte: **Elekta, s. r. o.**
Karlštejská 9
252 25 Jinočany
okres Praha-západ
Telefon: +420 251 006 311
Fax: +420 251 006 333
e-mail: elekta@elekta.cz
www.elekta.cz



Helpline: 800 244 555

CALLA^{light}

Kód VZP: 0132014



bezchybnost se skloubí s designem



nekóduje se



velké, zřetelné číslice na displeji



hypoalarm a hyperalarm



průměrování



design padnoucí do ruky



3 zvláštní alamy



označení „před jídlem“ a „po jídle“



podsvícený displej



čas měření 6 vteřin



500 výsledků v paměti přístroje



vzorek krve 0,6 µl



životnost baterie 1000 měření



2 baterie AAA



připojení USB

CALLA^{dialog}

Kód VZP: 0085410



bezchybnost se skloubí s designem



nekóduje se



velké, zřetelné číslice na displeji



průměrování



design padnoucí do ruky



3 zvláštní alamy



zvukový výstup



čas měření 6 vteřin



300 výsledků v paměti přístroje



vzorek krve 0,6 µl



životnost baterie 1000 měření



2 baterie AAA



připojení k PC

CALLA^{premium}

Kód VZP: 0132013



bezchybnost se skloubí s designem



nekóduje se



velké, zřetelné číslice na displeji



hypoalarm a hyperalarm



průměrování



design padnoucí do ruky



6 zvláštních alarmů



označení „před jídlem“ a „po jídle“



podsvícený displej



jasný barevný displej



barevná grafika



řídící systém vaší cukrovky



čas měření 6 vteřin



500 výsledků v paměti přístroje



vzorek krve 0,6 µl



životnost baterie 1000 měření



2 baterie AAA



připojení USB